

薬剤系	治療略語	薬剤名	薬剤名	ライサス表示略号	ライサス適用濃度	
					最大濃度	最小濃度
ペニシリン系	ABPC	Ampicillin	アンピシリン	ABPC	64	0.016
	AMPC	Amoxicillin	アモキシシリン	AMPC	16	0.031
	ASPC	Aspoxicillin	アスポキシシリン	ASPC	64	0.031
	MCIPC	Cloxacillin	クロキサシリンナトリウム	MCIPC	32	0.063
	MPIPC	Oxacillin	オキサシリンナトリウム	MPIPC	32	0.063
	PCG	Benzylpenicillin	ベンジルペニシリンカリウム	PCG	32	0.016
	PIPC	Piperacillin	ピペラシリンナトリウム	PIPC	256	0.016
	SBPC	Sulbenicillin	スルベニシリンナトリウム	SBPC	512	0.25
	SBTPC	Sultamicillin	スルタミシリントシル酸塩	SBTPC	64	0.125
セフェム系	CAZ	Ceftazidime	セフトアジジム	CAZ	64	0.125
	CDZM	Cefodizime	セフトジジムナトリウム	CDZM	128	0.063
	CER	Cephaloridine	セファロリジン	CER	64	0.125
	CFSL	Cefoselis	セフォセリス硫酸塩	CFSL	128	0.063
	CZOP	Cefozopran	セフォゾبران塩酸塩	CZOP	128	0.063
	CET	Cephalothin	セファロチンナトリウム	CET	64	0.125
	CEZ	Cefazolin	セファゾリンナトリウム	CEZ	64	0.016
	CFPM	Cefepime	セフェピム塩酸塩	CFPM	64	0.016
	CFS	Cefsulodin	セフスロジンナトリウム	CFS	256	0.5
	CMD	Cefamandole	セファマンドールナトリウム	CMD	64	0.125
	CMX	Cefmenoxime	セフメノキシム塩酸塩	CMX	256	0.125
	CPR	Cefpirome	セフピロム硫酸塩	CPR	128	0.125
	CPZ	Cefoperazone	セフォペラゾンナトリウム	CPZ	128	0.125
	CTM	Cefotiam	セフォチアム塩酸塩	CTM	256	0.125
	CTRX	Ceftriaxone	セフトリアキソンナトリウム	CTRX	128	0.004
	CTX	Cefotaxime	セフトタキシムナトリウム	CTX	128	0.004
	CZX	Ceftizoxime	セフトゾキシムナトリウム	CZX	128	0.25
セファマイシン系	CFX	Cefoxitin	セフォキシチンナトリウム	CFX	64	0.125
	CMZ	Cefmetazole	セフメタゾールナトリウム	CMZ	128	0.25
	CTT	Cefotetan	セフトetan	CTT	128	0.25
経口セフェム	CCL	Cefaclor	セファクロル	CCL	64	0.125
	CFIX	Cefixime	セフィキシム	CFIX	64	0.125
	CFPN	Cefcapene	セフカペンナトリウム	CFPN	64	0.031
	CPDX	Cefpodoxime	セフポドキシムナトリウム	CPDX	64	0.031
	CFTM	Cefteram	セフテラム塩酸塩	CFTM	128	0.25
	CFDN	Cefdinir	セフジニル	CFDN	16	0.031
	CDTR	Cefditoren	セフトイトレンナトリウム	CDTR	256	0.004
	CETB	Ceftibuten	セフチブテン	CETB	64	0.125
	CXD	Cefroxadine	セフロキサジン	CXD	128	0.25
	FMOX	Flomoxef	フロモキシセフナトリウム	FMOX	64	0.016
オキサセフェム系	LMOX	Latamoxef	ラタモキシセフナトリウム	LMOX	128	0.125
ペネム系	FRPM	Faropenem	ファロペナムナトリウム	FRPM	32	0.016
カルバペネム系	IPM	Imipenem	イミペネム	IPM	32	0.016
	MEPM	Meropenem	メロペネム三水和物	MEPM	32	0.016
	PAPM	Panipenem	パニペネム	PAPM	32	0.004
	BIPM	Biapenem	ピアペネム	BIPM	32	0.004
	DRPM	Doripenem	ドリペネム水和物	DRPM	32	0.004
	TBPM	Tebipenem	デベピネム四水和物	TBPM	32	0.004
モノバクタム系	AZT	Aztreonam	アズトレオナム	AZT	64	0.125
ストレプトグラミン系	QPR/DPR	Quinupristin/Dalfopristin	キヌプリスチン/ダルホプリスチン	QPR/DPR	32	0.008
オキサゾリジノン系	LZD	Linezolid	リネゾリド	LZD	16	0.016
βラクタマーゼ 阻害剤合剤	SBT/ABPC	Sulbactam/Ampicillin	スルバクタムナトリウム/アンピシリン	ABPC/STB	64/32	0.016/0.008
	CVA/AMPC	Clavulanic acid/Amoxicillin	クラブラン酸カリウム/アモキシシリン	AMPC/CVA☆	64/32	0.016/0.008
	CVA/AMPC	Clavulanic acid/Amoxicillin	クラブラン酸カリウム/アモキシシリン	AMPC/CVAⅢ★	64/4.57	0.031/0.002
	CAZ/CVA	Ceftazidime/Clavulanic acid	セフトアジジム/クラブラン酸カリウム	CAZ/CVA	64/4	0.125/4
	CTX/CVA	Cefotaxime/Clavulanic acid	セフトタキシムナトリウム/クラブラン酸カリウム	CTX/CVA	128/4	0.063/4
	CPR/CVA	Cefpirome/Clavulanic acid	セフピロム塩酸塩/クラブラン酸カリウム	CPR/CVA	32/4	0.016/4
	SBT/CPZ	Sulbactam/Cefoperazone	スルバクタムナトリウム/セフォペラゾンナトリウム	SBT/CPZ	128/128	0.031/0.031
	TAZ/PIPC	Piperacillin/Tazobactam	タゾバクタム/ピペラシリンナトリウム	PIPC/TAZ☆	256/4	0.016/4
	TAZ/PIPC	Piperacillin/Tazobactam	タゾバクタム/ピペラシリンナトリウム	PIPC/TAZⅡ★	128/16	0.063/0.008
	TAZ/CTLZ	Ceftolozane/Tazobactam	タゾバクタム/セフトロザン硫酸塩	CTLZ/TAZ	64/4	0.031/4
(☆★印は適用濃度の 違いがあります)	IPM/REL	Imipenem/Relebactam	イミペネム/レレバクタム	IPM/REL	32/4	0.004/4

薬剤系	治療略語	薬剤名	薬剤名	ライサス表示略号	ライサス適用濃度	
					最大濃度	最小濃度
アミノグリコシド系	ABK	Arbekacin	アルベカシン硫酸塩	ABK	128	0.125
	AMK	Amikacin	アミカシン硫酸塩	AMK	128	0.25
	DKB	Dibekacin	ジベカシン硫酸塩	DKB	256	0.125
	GM	Gentamicin	ゲンタマイシン硫酸塩	GM	32	0.063
	ISP	Isepamicin	イセパマイシン硫酸塩	ISP	64	0.125
	KM	Kanamycin	カナマイシン硫酸塩	KM	128	0.25
	NTL	Netilmicin	ネチルマイシン硫酸塩	NTL	64	0.125
	TOB	Tobramycin	トブラマイシン	TOB	64	0.125
	MCR	Micronomicin	マイクロノマイシン硫酸塩	MCR	64	0.125
	SISO	Sisomicin	シソマイシン硫酸塩	SISO	64	0.125
マクロライド系	CAM	Clarithromycin	クラリスロマイシン	CAM	64	0.031
	EM	Erythromycin	エリスロマイシン	EM	16	0.031
	JM	Josamycin	ジョサマイシン	JM	64	0.125
	RXM	Roxithromycin	ロキシスロマイシン	RXM	128	0.125
	RKM	Rokitamycin	ロキタマイシン	RKM	128	0.25
	AZM	Azithromycin	アジスロマイシン水和物	AZM	16	0.008
リンコマイシン系	CLDM	Clindamycin	クリンダマイシン塩酸塩	CLDM	16	0.031
リンコマイシン系/マクロライド系合剤	CLDM/EM	Clindamycin/ Erythromycin	クリンダマイシン塩酸塩/エリスロマイシン	CLDM/EM	8/4	0.125/4
	CLDM/EM	Clindamycin/ Erythromycin	クリンダマイシン塩酸塩/エリスロマイシン	CLDM/EM II	4/1	0.004/1
ケトライド系	TEL	Telithromycin	テリスロマイシン	TEL	16	0.008
テトラサイクリン系	MINO	Minocycline	ミノサイクリン塩酸塩	MINO	32	0.063
	TC	Tetracycline	テトラサイクリン塩酸塩	TC	64	0.004
クロラムフェニコール系	CP	Chloramphenicol	クロラムフェニコール	CP	64	0.125
グリコペプチド系	VCM	Vancomycin	バンコマイシン塩酸塩	VCM	64	0.125
	TEIC	Teicoplanin	テイコブラニン	TEIC	64	0.016
キノロン系	CPFX	Ciprofloxacin	塩酸シプロフロキサシン	CPFX	8	0.016
	LVFX	Levofloxacin	レボフロキサシン	LVFX	16	0.031
	NFLX	Norfloxacin	ノルフロキサシン	NFLX	32	0.063
	OFLX	Ofloxacin	オフフロキサシン	OFLX	16	0.031
	TFLX	Tosufloxacin	トスフロキサシン	TFLX	8	0.008
	SPFX	Sparfloxacin	スパルフロキサシン	SPFX	4	0.008
	LFLX	Lomefloxacin	塩酸ロメフロキサシン	LFLX	16	0.031
	FLRX	Fleroxacin	フレロキサシン	FLRX	16	0.031
	GFLX	Gatifloxacin	ガチフロキサシン水和物	GFLX	16	0.008
	PZFX	Pazufloxacin	メシル酸パズフロキサシン	PZFX	16	0.004
	PUFX	Prulifloxacin	ブルリフロキサシン	PUFX	16	0.004
	GRNX	Garenoxacin	メシル酸ガレノキサシン水和物	GRNX	16	0.004
	STFX	Sitafloxacin	シタフロキサシン水和物	STFX	16	0.008
	MFLX	Moxifloxacin	モキシフロキサシン塩酸塩	MFLX	16	0.008
	LSFX	Lascufloxacin	ラスクフロキサシン塩酸塩	LSFX	32	0.002
その他の抗生物質	FOM	Fosfomycin	ホスホマイシンナトリウム	FOM	512	1
	FOM	Fosfomycin III	ホスホマイシン (D-グルコース-6-リン酸-ナトリウム)	FOM III	512	0.25
	RFP	Rifampicin	リファンピシン	RFP	8	0.004
	CL	Colistin	コリスチン硫酸塩	CL	32	0.031
	PL-B	PolymyxinB	ポリミキシンB硫酸塩	PL-B	32	0.031
その他の合成抗菌薬	ST(T/S)	Sulfamethoxazole/Trimethoprim	スルファメトキサゾール/トリメトプリム	ST(T/S)	32/608	0.063/1.19
リボペプチド系	DAP	Daptomycin	ダプトマイシン	DAP	32	0.0156

体外診断用医薬品 届出番号: 第13A2X00006000003号