

精度管理用凍結プール血清

L-サイトロール® I L-サイトロール® II L-サイトロール® II EX

ISO 15189に適した正確さの管理限界を設定しています

特 長

- 成分の表示値は、JCCLS、NIST、IRMMの認証する標準物質を基に値付けしています。
- 酵素の反応性はヒト血清に近似し、濃度は精度管理に最適な検量用ERMと同程度になるよう調整しています。
- ヒト血清由来のコレステロール分画および卵黄由来のトリグリセライド分画を添加しています。
(L-サイトロール® II EXのみ)
- 凍結品ですので、融解後そのまま使用できます。
- ヒトプール血清をベースにしています。
- キャップ開封時の安全性を考慮したスクリュウキャップです。



表示値の不確かさは、ISOガイド35に基づき95%信頼水準に対応する拡張不確かさで表記しており、ISO 15189が要求する測定結果の不確かさの測定に利用できます。



各種添加物の由来

AST	ヒト遺伝子組換え体 (肝型)
ALT	ヒト遺伝子組換え体 (肝型)
CK	ヒト遺伝子組換え体 (骨格筋型)
ALP	ヒト遺伝子組換え体 (肝型)
LD	ヒト赤血球

γ-GT	ヒト遺伝子組換え体 (肝型)
AMY	ヒト P:S=1:1
CRP	精製 CRP
TC	ヒト血清由来
TG	卵黄由来 (II EXのみ)

用 途	品 名	製品コード	包 装	希望納入価格(円)	貯法・使用期限
精度管理用凍結 プール血清	L-サイトロール® I	06902	3 mL × 6本	15,500	-40℃以下保存 製造後18ヶ月間
		06903	3 mL × 40本	32,200	
	L-サイトロール® II	06905	3 mL × 6本	20,100	
		06906	3 mL × 40本	55,200	
	L-サイトロール® II EX	56900	3 mL × 6本	22,000	
		56901	3 mL × 40本	60,700	

注 意 ・本品は、HBs 抗原、HIV 抗体、HCV 抗体が陰性であることを確認してありますが、使用時には感染の危険性があるものとして検体と同様に十分注意して取り扱ってください。
・本品はキャリブレーション用ではありません。

製造販売元

島津ダイアグノスティクス 株式会社

お問い合わせ先：カスタマーサポート 担当

TEL : 03 (5846) 5707

E-mail : support@cdc.shimadzu.co.jp

URL : https://corp.cdc.shimadzu.co.jp/

臨床診断薬分野 医療関係者向けサイト

<https://clinical-diagnostics.biz.cdc.shimadzu.co.jp/>



凍結プール血清


L-コンセーラ® IEX L-コンセーラ® IIEX

凍結管理血清のすべてにCRPを添加!!

L-コンセーラIEX、IIEXは、ヒトプール血清の性質をそのまま活かした精度管理用凍結プール血清です。

L-コンセーラIEX、IIEXの間にはすべてのII項目について濃度差があり、2濃度精度管理に最適です。

L-コンセーラIEX、IIEXを組み合わせでご使用になることをお勧めします。



特 長

- 凍結品ですので、融解後すぐに使用できます。
- ヒトプール血清をベースにしています。
- 使用量にあわせて容量の選択ができます。
3 mL × 40本
10 mL × 20本
30 mL × 10本(受注生産)
- 3 mLはキャップ開封時の安全性を考慮したスクリューキャップです。

CRPが添加されています。

用 途	品 名	製品コード	包 装	希望納入価格(円)	貯法・使用期限
凍結プール血清	L-コンセーラ® IEX	04612	3 mL × 40本	18,600	-40℃以下保存 (使用期限2年間)
		56808	10 mL × 20本	25,300	
		56809	30 mL × 10本	(受注生産)	
	L-コンセーラ® IIEX	04613	3 mL × 40本	33,200	
		06895	10 mL × 20本	46,000	
		06896	30 mL × 10本	(受注生産)	



注 意

- ・本品は、HBs抗原、HIV抗体、HCV抗体が陰性であることを確認してありますが、使用時には感染の危険性があるものとして検体と同様に十分注意して取り扱ってください。
- ・本品はキャリブレーションではありません。

製造販売元

島津ダイアグノスティクス 株式会社

お問い合わせ先：カスタマーサポート 担当

TEL : 03 (5846) 5707

E-mail : support@cdc.shimadzu.co.jp

URL : https://corp.cdc.shimadzu.co.jp/

臨床診断薬分野 医療関係者向けサイト

<https://clinical-diagnostics.biz.cdc.shimadzu.co.jp/>

